



Amalgamator Amalgamatore

TAC 400 M



TAC 200 S

TAC 400 MS



LINEA TAC s.r.l.

Via della Guardia, 7 - 14048 Montegrosso d'Asti (AT) ITALY
Tel. +39 0141 953295 - Fax +39 0141 952145
e.mail: lineatac@lineatac.it - www.lineatac.it

Modelli Models



CARATTERISTICHE

- Volt 220/Potenza assorbita Watt 180
 - Frequenza di oscillazione / min. 4200
 - Movimento forcella ∞
 - Dimensioni mm 220 s 230 s 180 /
Peso Kg 4 ca.
- Costruito secondo le norme CEI ISO 7488



CHARACTERISTICS

- Volt 220 / Absorbed power 180 Watt
 - Oscillation frequency / min. 4200
 - Forc movement ∞
 - Dimensions 220 x 230 x 180 mm /
Weight Kg 4
- Built according to ISO 7488 rules



TAC 400 M

Il nuovo amalgamatore digitale TAC 400/M è caratterizzato da un microprocessore che permette la memorizzazione di 10 tempi diversi di miscelazione di amalgame e di altri materiali da otturazione. È inoltre dotato di un nuovo tipo di forcilla adatta ad accogliere qualsiasi tipo di capsula predosata. L'apparecchio è completo di coperchio di protezione con dispositivo che blocca il funzionamento nel caso lo stesso venga aperto durante il ciclo.

- Temporizzatore a display
- Precisione del tempo impostato pari a 1/100 di secondo
- Memorizzazione del tempo impostato anche in seguito ad una interruzione di corrente

TAC 200 S

L'amalgamatore TAC 200/S è costruito secondo le esigenze dello studio moderno.

È dotato di coperchio copricapsula, con dispositivo che blocca il funzionamento nel caso lo stesso venga aperto durante il ciclo, e di forcilla adatta ad accogliere tutti i tipi di capsule predosate di materiali da otturazione. Di facile funzionamento non richiede alcuna manutenzione.

TAC 400 MS

L'amalgamatore TAC 400/MS si differenzia dal TAC 400/M per la caratteristica di lavorare sulla prima memoria con il tempo di riposo (7 sec di lavoro, 10 sec di riposo, 3 sec di lavoro). Ciò permette un tempo maggiore per la lavorazione sia dell'amalgama che dei compositi e dei vetroionomeri.



TAC 400 M

The new digital amalgamator mod. TAC 400/M is characterized by a microprocessor which allows to memorize 10 different times of mixing of amalgam or other filling stuff. It is equipped with a new type of fork apt to receive every type of predosed capsules. The amalgamator is complete with a protection cover with a safety which stops the operation if it is opened during the cycle.

- Timer with display
- Precision of time equal to 1/100 of second
- Stated time remains inserted also following to a break of current

TAC 200 S

The TAC 200/S amalgamator is built up according to the needs of a modern dental surgery. It is equipped with a cover for capsule with a safety which stops the operation if it is opened during the cycle, and a fork apt to receive every type of predosed crowns of filling stuff. Easy to operate, no maintenance is required.

TAC 400 MS

The amalgamator mod. TAC 400/MS is different from mod. TAC 400/M for the characteristic of working on the first memory with a rest time (7 sec working, 10 sec rest, 3 sec working). It allows a longer time to work as amalgam, as composite and as glass-ionomer.

